


Fosfo-Rpa2-S4/S8 Pab De Conejo - P15927

Número de artículo: CM0001088



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a RPA2 fosforilada en S4/S8. Ideal para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta RPA2 humana y reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para estudios de replicación de ADN y respuesta al daño.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-RPA2-S4/S8 pAb de conejo
Observaciones/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Fosfo-RPA2-S4/S8
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6118
ID de gen	6118
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S4 y S8 de RPA2 humana (NP_002937.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P15927
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo