


Mab De Conejo Phospho-Rpb1 Ctd-T4 Para Wb, Elisa - P24928

Número de artículo: CM0001865



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-Rpb1 CTD-T4 validado para aplicaciones de WB y ELISA; presenta reacción cruzada con POLR2A humana, de ratón y de rata (217 kDa). Ideal para investigación en transcripción y estudios de modificación de CTD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Rpb1 CTD-T4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220
Especie	Humana
ID del gen	5430
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de T4 de POLR2A humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24928
Peso de la proteína	217 kDa
Envío	Bolsa de hielo