


Phospho-Rps6Ka5-T581 Conejo Pab - 075582

Número de artículo: CM0001492



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Phospho-RPS6KA5-T581 detecta específicamente el sitio T581 fosforilado de la RPS6KA5 humana (MSK1). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a rata. Ideal para estudiar vías de señalización activadas por estrés y mitógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-RPS6KA5-T581 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; Phospho-RPS6KA5-T581
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9252
ID del Gen	9252
Inmunógeno	Péptido sintético, Un péptido sintético fosforilado alrededor de T581 de la RPS6KA5 humana (NP_004746.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	075582
Peso Molecular de la Proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo