

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Proteína Ribosomal S6 Fosforilada (Rps6)-S235 Para Wb, Elisa - P62753

Número de artículo: CM0001308



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a RPS6 fosforilada en Ser235. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de crecimiento y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Proteína Ribosomal S6 Fosforilada (RPS6)-S235 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	S6; eS6; Proteína Ribosomal S6 Fosforilada (RPS6)-S235
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6194
Inmunógeno	Un péptido específico fosfo correspondiente a los residuos que rodean el S235 de RPS6 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62753
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo