


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-S6 Proteína Ribosomal (Rps6)-S235/236 - P62753

Número de artículo: CM0000831



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-RPS6 (S235/236) validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta la proteína ribosomal S6 fosforilada de 29 kDa en humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el crecimiento celular, la proliferación y el control de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-S6 Proteína Ribosomal (RPS6)-S235/236
Observaciones/Alias	S6; eS6; Fosfo-S6 Proteína Ribosomal (RPS6)-S235/236
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6194
ID del Gen	6194
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S235 y S236 de la Proteína Ribosomal S6 humana (RPS6) (NP_001001.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62753
Peso Proteico	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo