


Mab De Conejo Contra Phospho-S6 Ribosomal Protein (Rps6)-S240/244 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62753

Número de artículo: CM0000522



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico contra RPS6 (Ser240/244), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con RPS6 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización por mTOR y biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S240/244
Observaciones/Alias	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S240/244
Especie	Humano
GeneID (humano)	6194
GeneID	6194
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de S240 y S244 de la Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6) humana (NP_001001.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62753
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo