

Pab De Conejo Para Sustrato Fosforilado (Ser/Thr) De Atm/Atr

Número de artículo: CM0000639

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a Ser/Thr fosforilado en sustratos de ATM/ATR. Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización por daño del ADN y puntos de control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para sustrato fosforilado (Ser/Thr) de ATM/ATR
Especie	Humana
ID del gen (humano)	pan p-S/T
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene S y T fosforilados.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo