

Pab De Conejo Phospho-Sf3B1-T313 Para Wb, Elisa - 075533

Número de artículo: CM0000800



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-SF3B1 (T313) validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con SF3B1 de humano, ratón y rata (~146 kDa). Ideal para investigación sobre el spliceosoma y el empalme de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-SF3B1-T313
Observaciones/Alias	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; Phospho-SF3B1-T313
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23451
GeneID	23451
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido fosforilado sintético alrededor de T313 del SF3B1 humano (NP_036565.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075533
Peso molecular de la proteína	146 kDa
Envío	Bolsa de hielo