


Phospho-Shc1-Y427 Rabbit Pab - P29353

Número de artículo: CM0001636



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-SHC1-Y427 para WB y ELISA, reacciona con SHC1 humano y de ratón. Detección específica de la fosforilación Y427 para estudiar la señalización de SHC1, la angiogénesis y la respuesta al estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-SHC1-Y427 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SHC; SHCA; Phospho-SHC1-Y427
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6464
GeneID	6464
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y427 de SHC1 humano (NP_892113.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P29353
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo