

Pab De Conejo Phospho-Ship1-Y1020 Para Wb, Elisa - Q92835

Número de artículo: CM0001928



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Phospho-SHIP1-Y1020 detecta SHIP1 humano fosforilado en la tirosina 1020 para Western blot y ELISA. Ideal para el estudio de la regulación negativa de las vías de PI3K en células inmunitarias y hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-SHIP1-Y1020
Notas / Alias	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship; Phospho-SHIP1-Y1020
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3635
ID del gen	3635
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y1020 de SHIP1 humano (NP_001017915.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92835
Peso de la proteína	133 kDa
Envío	Bolsa de hielo