


Pab De Conejo Phospho-Shp2-Y542 - Q06124

Número de artículo: CM0001522



Introducción

El pAb de conejo Phospho-SHP2-Y542 detecta SHP2 fosforilada en la tirosina 542 en muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para Western blot (WB) y ELISA. Esencial para investigación sobre señalización MAPK y cáncer. - Q06124

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-SHP2-Y542
Observaciones/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; Phospho-SHP2-Y542
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5781
ID del gen	5781
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06124
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo