

Fosfo-Sirt1-S47 Mab De Conejo Para Western Blot Y Elisa - Q96Eb6

Número de artículo: CM0001125



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-SIRT1 (Ser47) validado para WB y ELISA. Detecta SIRT1 humana a ~82 kDa. Ideal para estudiar la desacetilación dependiente de NAD, el metabolismo, la apoptosis y la respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	
Observaciones/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; Fosfo-SIRT1-S47
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	23411
ID de gen	23411
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S47 de SIRT1 humana (Q96EB6)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96EB6
Peso proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo