


Pab De Conejo Phospho-Smad1-S206 Para Wb, Elisa - Q15797

Número de artículo: CM0001085



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Phospho-Smad1 (Ser206) validado para WB y ELISA. Detecta Smad1 fosforilado en la serina 206 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de la vía de señalización BMP y estudios de fosforilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-Smad1-S206
Observaciones/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Phospho-Smad1-S206
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4086
ID del gen	4086
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido fosforilado sintético alrededor de S206 del Smad1 humano (NP_005891.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15797
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo