

Phospho-Smad2 (S245/S250/S255) Rabbit Mab Para Wb Y Elisa - Q15796

Número de artículo: CM0001588



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-Smad2-S245/S250/S255 validado para Western blot y ELISA en muestras humanas. Reconoce SMAD2 fosforilado, un transductor clave de la señalización TGF-beta. Ideal para estudiar la transducción de señales, la supresión tumoral y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Smad2-S245/S250/S255 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S245/S250/S255
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4087
GeneID	4087
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S245 y S250 y S255 de Smad2 humana Q15796
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15796
Peso proteico	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo