

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15796 / P84022

Número de artículo: CM0001236



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Smad2 (S465/467) y Smad3 (S423/425) bifosforilados. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de señalización TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4087/4088
ID de Gen	4087/4088
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S465 y S467 de Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425SMAD2 humano (NP_005892.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15796/P84022
Peso Proteico	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo