


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Smad2-S465/S467 Para Wb, Elisa - Q15796

Número de artículo: CM0000494



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-Smad2-S465/S467 para WB y ELISA. Dirigido a Smad2 activado por TGF-beta en muestras humanas y de ratón (~52 kDa). Ideal para investigación en transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-Smad2-S465/S467
Observaciones/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4087
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de S465 y S467 de Smad2 humano (NP_005892.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15796
Peso Molecular de la Proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo