

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Fosfo-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 Para Wb, Elisa - Q15796/P84022

Número de artículo: CM0001508



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo para Fosfo-Smad2 (S465/S467) y Smad3 (S423/S425) detecta específicamente SMAD2/3 activado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de señalización de TGF-beta. Validado en WB y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo para Fosfo-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425
Observaciones/Alias	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Fosfo-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4087/4088
ID del Gen	4087/4088
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de S465 y S467 de SMAD2 humano (NP_005892.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15796/P84022
Peso Molecular de la Proteína	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo