


Pab De Conejo Anti-Phospho-Smad2-T220 - Q15796

Número de artículo: CM0000743



Introducción

El pAb de conejo anti-Phospho-Smad2-T220 es un anticuerpo policlonal de conejo que detecta niveles endógenos de SMAD2 solo cuando está fosforilado en la treonina 220. Validado para WB, IHC-P, ELISA, reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Phospho-Smad2-T220
Observaciones/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-T220
Especie	Humano
GeneID (humano)	4087
GeneID	4087
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de T220 de Smad2 humano (NP_005892.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15796
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo