


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Smad5 (S463/S465) Para Wb, Elisa - Q99717

Número de artículo: CM0001901



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico dirigido a Smad5 fosforilado en S463/S465. Validado para muestras humanas en Western blot y ELISA. Esencial para la investigación de señalización BMP, biología del desarrollo y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Smad5-S463/S465 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4090
ID del gen	4090
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S463 y S465 de Smad5 humano (Q99717).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q99717
Peso proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo