


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Smad5-S465 Para Wb Y Elisa - Q99717

Número de artículo: CM0001345



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-Smad5-S465 validado para WB y ELISA. Detecta Smad5 endógeno fosforilado en Ser465 en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de señalización por BMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-Smad5-S465
Observaciones/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S465
Especie	Humana
GeneID (Humana)	4090
GeneID	4090
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosforilado sintético alrededor del residuo S465 del Smad5 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q99717
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo