


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Smc1-S957 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14683

Número de artículo: CM0001677



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico contra SMC1 pS957 para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con SMC1A de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de cohesión cromosómica y vías de reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-SMC1-S957 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Phospho-SMC1-S957
Especie	Humano
GeneID	8243
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S957 de SMC1 humano (Q14683)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14683
Peso de la proteína	143kDa
Envío	Bolsa de hielo