

Fosfo-Smo-S616 Pab De Conejo - Q99835

Número de artículo: CM0000448



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Smoothened (SMO) fosforilado en Ser616. Validado para WB, DB y ELISA en muestras humanas, ideal para la investigación de la señalización de hedgehog y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-SMO-S616 pAb de conejo
Observaciones/Alias	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Fosfo-SMO-S616
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6608
GeneID	6608
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q99835
Peso proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo