

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Sp1 (T739) Para Western Blot - P08047

Número de artículo: CM0000921



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para Sp1 fosforilado (Thr739). Validado para Western blot en humano, ratón y rata. Sp1 es un factor de transcripción clave que regula el crecimiento celular, la apoptosis y el ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo Fosfo-SP1-T739
Observaciones/Alias	SP1; Fosfo-SP1-T739
Especie	Humano
ID del Gen	6667
Inmunógeno	Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean la T739 del SP1 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08047
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo