

Phospho-Src Family-Y416 Conejino Pab Para Wb Y Elisa - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

Número de artículo: CM0000909



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la tirosina 416 fosforilada de las quinasas de la familia SRC (SRC, FYN, YES1, LYN, HCK, LCK). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización celular en cáncer e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-SRC Family-Y416 Conejino pAb
Observaciones/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6714/2534/3932/7525/3055/4067
GeneID	6714/2534/3932/7525/3055/4067
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y416 de la familia SRC humana (NP_005408.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo