


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Src-Y419 Para Wb Y Elisa - P12931

Número de artículo: CM0000997



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido a Src Tyr419. Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigar la activación de la quinasa Src y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Phospho-Src-Y419 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ASV, SRC1, THC6, c-SRC, p60-Src, Phospho-Src-Y419
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6714
ID del gen	6714
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de Y419 de SRC humano (P12931)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P12931
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo