

Pab De Conejo Phospho-Src-Y529 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12931

Número de artículo: CM0001685



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a Src en Tyr529, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación y la señalización de la quinasa Src.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-Src-Y529
Observaciones/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6714
GeneID	6714
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12931
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo