


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Stat1-Y701 Para Wb Y Elisa - P42224

Número de artículo: CM0000625



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-STAT1-Y701 para detectar STAT1 activado en western blot y ELISA. Reconoce STAT1 humano, de ratón y de rata fosforilado en Tyr701. Herramienta esencial para estudiar la señalización por interferón, las vías JAK-STAT y las respuestas antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-STAT1-Y701
Observaciones/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Fosfo-STAT1-Y701
Especies	Humano
ID de gen (Humano)	6772
ID de gen	6772
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y701 del STAT1 humano (P42224).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42224
Peso proteico	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo