

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Stat2-Y690 Para Wb Y Elisa - P52630

Número de artículo: CM0001481



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce STAT2 fosforilado en Tyr690. Adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de interferón, respuestas antivirales y dinámica mitocondrial.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Phospho-STAT2-Y690 Rabbit pAb                                   |
| Observaciones/Alias | P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; Phospho-STAT2-Y690       |
| Especie             | Humano                                                          |
| ID de Gen (Humano)  | 6773                                                            |
| ID de Gen           | 6773                                                            |
| Inmunógeno          | Péptido fosforilado sintético alrededor de Y690 de STAT2 humana |
| Fuente              | Conejo                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                                        |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                             |
| SWISS               | P52630                                                          |
| Peso Proteico       | 98kDa                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                  |