

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Stat3-S727 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P40763

Número de artículo: CM0000534



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico que reconoce STAT3 fosforilada en Ser727. Validado para Western blot, IP, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización y regulación transcripcional de STAT3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de conejo anti-Fosfo-STAT3-S727
Observaciones/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Fosfo-STAT3-S727
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6774
ID del Gen	6774
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S727 de Fosfo-STAT3-S727 humano (NP_644805.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40763
Peso Molecular de la Proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo