

Fosfo-Stat3-Y705 Mab De Conejo - P40763

Número de artículo: CM0000979



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-STAT3 (Tyr705) de alta calidad validado para WB, IP, ELISA. Específico para STAT3 humano, detecta la fosforilación en el sitio de activación Y705. Adecuado para investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-STAT3-Y705 mAb de conejo
Observaciones/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Fosfo-STAT3-Y705
Especie	Humano
ID de gen	6774
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y705 de STAT3 humano (NP_644805.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40763
Peso proteico	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo