

Fosfo-Stat3-Y705 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

Número de artículo: CM0001549



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a STAT3 fosforilado en Y705, validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización JAK/STAT y las vías de respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-STAT3-Y705 pAb de conejo
Observaciones/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Fosfo-STAT3-Y705
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6774
GeneID	6774
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40763
Peso proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo