


Mab De Conejo Phospho-Stat5A-Y694 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42229

Número de artículo: CM0001136



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra STAT5A fosforilado en Tyr694. Validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de STAT5A en respuestas a citocinas y lactancia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-STAT5A-Y694
Observaciones/Alias	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
Especie	Humano
GeneID	6776
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosforilado sintético alrededor de Y694 de Stat5 humano (P42229).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42229
Peso molecular de la proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo