


Phospho-Stat5A-Y694 Conejo Pab Para Wb, Elisa - P42229

Número de artículo: CM0001004



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Phospho-STAT5A-Y694 para WB, ELISA. Validado en humano. Dirigido a STAT5A fosforilada en Y694, involucrada en señalización de citoquinas y transcripción. Ideal para investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-STAT5A-Y694 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6776
GeneID	6776
Inmunógeno	Péptido sintético / Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y694 de STAT5A humano (NP_001275647.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P42229
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo