

Phospho-Stat6-Y641 Conejillo Pab - P42226

Número de artículo: CM0001747



Introducción

Phospho-STAT6-Y641 Conejillo pAb reconoce específicamente a STAT6 fosforilada en Y641. Adecuada para Western blot, IHC-P y ELISA en humano, ratón, rata. Una herramienta esencial para investigar las vías de señalización IL-4/STAT6 y la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-STAT6-Y641 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; Phospho-STAT6-Y641
Especie	Humano
GeneID (humano)	6778
GeneID	6778
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y641 de STAT6 humano (NP_003144.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42226
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo