

Fosfo-Estatmina 1-S38 Pab De Conejo - P16949

Número de artículo: CM0001020

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a la Estatmina 1 pS38. Validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la dinámica de los microtúbulos y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Estatmina 1-S38 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Fosfo-Estatmina 1-S38
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3925
ID de Gen	3925
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S38 de la Estatmina 1 humana (NP_001138926.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16949
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo