

Mab De Conejo Phospho-Sting/Tmem173-S365 Para Wb, Elisa - Q3Tbt3

Número de artículo: CM0001556



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-STING/TMEM173-S365 para Western blot y ELISA. Detecta específicamente STING de ratón fosforilado en la serina 365, un marcador de activación crítico en la vía inmune innata cGAS-STING.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-STING/TMEM173-S365
Notas/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307008Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	340061
GeneID	72512
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor del S365 del STING de ratón (NP_082537.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q3TBT3
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo