

Phospho-Sting/Tmem173-S365 Pab De Conejo - Q3Tbt3

Número de artículo: CM0001312



Introducción

Phospho-STING/TMEM173-S365 Rabbit pAb detecta STING de ratón fosforilado en S365 con reactividad cruzada con el humano. Apto para WB y ELISA, este anticuerpo ayuda en la investigación de inmunidad innata y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-STING/TMEM173-S365 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik; Phospho-STING-S365
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	340061
GeneID	72512
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de S365 de STING de ratón (NP_082537.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q3TBT3
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo