

Fosfo-Sting/Tmem173-S366 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - Q86Wv6

Número de artículo: CM0001798



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-STING/TMEM173-S366 para Western blot y ELISA, dirigido contra STING/TMEM173 humana fosforilada en Ser366, un adaptador clave en la señalización inmune innata y la inducción de interferón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-STING/TMEM173-S366 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Fosfo-STING/TMEM173-S366
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	340061
ID de gen	340061
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S366 de STING/TMEM173 humana (NP_938023.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q86WV6
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo