


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Stk11-S334 Para Wb, Elisa - Q15831

Número de artículo: CM0001431



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo Phospho-STK11-S334 detecta la STK11 humana fosforilada en Ser334, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para WB y ELISA; ideal para estudiar la supresión tumoral, el metabolismo celular y el daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Phospho-STK11-S334
Observaciones/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-S334
Especie	Humano
GeneID	6794
Immunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S334 de la STK11 humana (NP_000446.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15831
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo