


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Stk11 (S428) Para Wb, Elisa - Q15831

Número de artículo: CM0001528



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la fosfo-STK11 (S428) para WB y ELISA. Reacciona con STK11 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de señalización LKB1 en cáncer, metabolismo y polaridad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-STK11-S428 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Fosfo-STK11-S428
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6794
ID de Gen	6794
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S428 de STK11 humano (NP_000446.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15831
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo