

Fosfo-Syk-Y323 Pab De Conejo Para Wb, If/Icc - P43405

Número de artículo: CM0001184



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-Syk-Y323 detecta la Syk humana fosforilada en la tirosina 323. Adecuado para Western blot (WB) e inmunofluorescencia (IF/ICC), se dirige a la tirosina quinasa del bazo implicada en la señalización inmune y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	Fosfo-Syk-Y323 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IMD82; p72-Syk; Fosfo-Syk-Y323
Especie	Humano
GeneID (humano)	6850
GeneID	6850
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerlos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43405
Peso proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo