


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Tak1 (S412) - 043318

Número de artículo: CM0001701



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-TAK1 (S412) validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Se dirige a una MAP3K clave involucrada en las vías de señalización de TGF- β , IL-1 y TLR, esencial para la activación de NF- κ B y JNK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-TAK1-S412 Rabbit pAb
Notas/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Phospho-TAK1-S412
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6885
GeneID	6885
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43318
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo