

Pab De Conejo Contra Tau Fosforilada En S262 - P10636

Número de artículo: CM0000530



Introducción

El pAb de conejo contra Tau fosforilada en S262 detecta Tau fosforilada en Ser262. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Para uso en estudios de neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Tau fosforilada en S262
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S262
Especie	Humano
GeneID (humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido fosforilado sintético correspondiente a la región S262 de Tau (NP_058518.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo