

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Tau-S404 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10636

Número de artículo: CM0000554



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Tau fosforilada (Ser404) validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Apto para investigación en neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Tau-S404 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de la posición S404 de la Tau humana (NP_005901.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso proteico	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo