

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Tau Fosforilada (Ser198/Ser199/Ser202) Para Wb Y Elisa - P10636

Número de artículo: CM0001557



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Tau humana fosforilada en Ser198/Ser199/Ser202. Validado para Western blot y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de las tauopatías y la investigación en neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202 Rabbit pAb
Notas / Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4137
ID del gen	4137
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo