

Phospho-Tau-Ser404 Rabbit Pab - P10636

Número de artículo: CM0001907



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-Tau-Ser404 validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta tau humana, de ratón y de rata fosforilada en Ser404. Adecuado para la investigación de la enfermedad de Alzheimer y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Tau-Ser404 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser404
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de S404 de Tau humana (NP_005901.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo