

Mab De Conejo Anti-Phospho-Tau-T181 Para Wb, Elisa - P10636

Número de artículo: CM0001891



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-Phospho-Tau-T181 detecta específicamente la proteína Tau humana fosforilada en T181. Ideal para aplicaciones de Western Blot y ELISA en la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Phospho-Tau-T181
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor del T181 de la Phospho-Tau-T181 humana (NP_001190181.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10636
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo