

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Tau-T181 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P10636

Número de artículo: CM0001151



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Tau fosforilada en T181 (SWISS P10636). Validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para investigación en Alzheimer y neuropatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-Tau-T181
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T181
Especies	Humano
GeneID (humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T181 de la proteína Tau humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo