

Pab De Conejo Anti-Fosfo-Tau-T181 Para Wb Y Elisa - P10636-5

Número de artículo: CM0000484

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Fosfo-Tau-T181 validado para Western blot y ELISA. Detecta Tau fosforilada humana y de ratón en el residuo T181, adecuado para investigación de la enfermedad de Alzheimer y tauopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Anti-Fosfo-Tau-T181
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T181
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10636-5
Peso molecular de proteína	32-45kDa/78-80kDa
Envío	Bolsa de hielo