

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Tau-T181 (Wb, If, Elisa) - P10636

Número de artículo: CM0001056



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad contra Tau fosforilada en Thr181. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Esencial para investigación de Alzheimer y tauopatías en el desarrollo de Diagnóstico In Vitro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Tau-T181 Rabbit pAb
Notas/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido fosforilado sintético alrededor de T498 de Tau humana (NP_058519.3?)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo